


stella



Stella Suite Bluetooth Guida dell'utilizzatore per l'installazione



Versione 3.2

© Copyright Reserved 2010 Stella Performance Ltd

Stella Suite



Bluetooth



Guida dell'utilizzatore per l'installazione

Indice

1. Avviare Bluetooth su Stella5 IQ	3
2. Connessioni Bluetooth	4
3. Determinare il numero della porta.	6
4. Impostazione di Stella Suite	7
5. Servizio di supporto del prodotto.....	8

1. Avviare Bluetooth su Stella5 IQ

Connettere Bluetooth

- 1.1. L'operatore preme "ON" per la durata onde attivare il sistema Stella

Nota: Il ritardo iniziale serve per evitare l'interferenza elettronica ed il contatto accidentale con il tasto "ON" che può causare l'attivazione non intenzionale del sistema Stella.

- 1.2. Il visore si illuminerà e mostrerà il logo "STELLA" ;

Simbolo del logo "Stella"



- 1.3. Il logo rimarrà per 1 secondo.

Durante questo tempo l'operatore deve premere il tasto "ON" una seconda volta, onde attivare la modalità di scarico Bluetooth.

- 1.4. Segnale acustico - Bip.

- 1.5. I seguenti simboli mostrano che la modalità di scarico Bluetooth è pronta.



Simbolo dell'icona - Modalità Bluetooth pronta



- 1.6. La modalità radio Bluetooth è attiva, pronta per essere connessa con il computer.
Bluetooth è connesso con il computer



Quando il collegamento di comunicazione con il computer portatile o computer si è stabilito, l'icona della radio sulla destra sarà animata come mostrato.




2. Connessioni Bluetooth

2.1. Selezionare il tasto “Avvia”.

2.2. Dal menù di avvio selezionare “Pannello di controllo” a destra del menù di avvio.

Pannello di controllo


Tasto di avvio



2.3. Il pannello di controllo si aprirà.

2.4. Doppio click sull'icona Bluetooth.

Icona Bluetooth




2.5. Premere il tasto “Aggiungi” sotto alla scheda dei dispositivi.


2.6. Barrare la casella “Il mio apparecchio è installato e pronto per essere trovato” barrare la casella nella schermata seguente.

2.7. Premere il tasto “Seguente”.

Il computer inizierà automaticamente a cercare tutti gli apparecchi Bluetooth disponibili.
Se Stella5 IQ non si trova, assicurarsi che Stella5 IQ sia ancora acceso e premere il tasto “Cerca ancora”.



2.8. Quando l'apparecchio appare sullo schermo, cliccare sull'icona “Stella” e premere il tasto “Seguente” o fare doppio click sull'icona “Stella” per installare l'apparecchio.



2.9. Il computer ora richiederà una chiave di accesso.

2.10. Selezionare scegliere la propria chiave d'accesso.

2.11. Inserire nella casella “1234”.

2.12. Premere il tasto “Seguente”.

2.13. Il computer installerà la connessione Stella5 IQ.



2.14. Prendere nota del “Numero della porta COM di uscita”.

2.15. Premere il tasto “Finito”.

La porta COM di uscita
in questo caso è COM4.




3. Determinare il numero della porta.

3.1. Seguire i punti da 2.1 a 2.4 in questo documento.

3.2. Cliccare sull'icona Stella5 IQ e poi cliccare proprietà.

3.3. Selezionare le schede dei dispositivi e la porta COM viene mostrata nella lista.



4. Impostazione di Stella Suite

Bluetooth


L'utilizzatore potrà, se necessario, configurare manualmente la porta di comunicazione Stella Suite Bluetooth.

Barrare l'opzione "Utilizza Bluetooth" per scaricare il collegamento radio senza fili.

Consultare il proprio manuale di istruzioni Bluetooth per come creare un collegamento di comunicazione Bluetooth dal computer a Stella5 IQ.

Una porta COM verrà assegnata quando si cerca il collegamento con Stella5 IQ Bluetooth. Si prega di selezionare dalla lista delle prese COM il numero della presa Bluetooth COM

.



4.1. Aprire Stella Suite e selezionare "Configurare il file"

4.2. Selezionare la scheda "Bluetooth".

4.3. Selezionare la porta COM, Stella IQ è pronto.

Nell'esempio qui sopra abbiamo utilizzato "COM4"

4.4. Barrare la casella "Utilizza Bluetooth".

4.5. Premere "O.K".

4.6. Per scaricare premere il tasto "Scaricare".

5. Servizio di supporto del prodotto

Nota: se si hanno domande sul funzionamento di questo prodotto si prega di leggere attentamente queste note di installazione e la guida dell'utilizzatore prima di effettuare ulteriori richieste.

Per ulteriori informazioni su questo o altri prodotti si prega di contattare:

Stella Performance Limited

Nuova Zelanda

PO Box 4276
Mt Maunganui
3149 New Zealand.
T: +64 7 5753730
F: +64 7 5753760
E: info@stella-performance.co.nz
W: www.stella-performance.co.nz

Regno Unito

Unit 1B, Lynx Business Park,
Fordham Road,
Snailwell, Cambridgeshire,
CB8 7NY, UK.
T: +44 (0)1638 721500
F: +44 (0)1638 721911
E: info@stella-performance.com
W: www.stella-performance.com

Italia

Tristel Italia
Piazzale Dateo, 2-20129
Milano (ML)
Italia
T: +39 (0) 334 758 4170
E: info@triste.it
W: www.stella-performance.co.nz

Versioni dei manuali

Data	Versione	Autore	Cambiamenti	Controllo	Approvato
05/05/10	3.2	B Kent	Removed reference to Vista, Amended Document version	BK	JB
03/04/09	1.2	B Kent	Contatti di revisione, Copertina, carattere Meta Normal-Roman	JB	AH
04/02/09	1.1	DROGERS	Versione originale	B Kent	AW

STADC207